

## Rasteroptionen 2010

zu Artikel / Produkt Nr. 535095

Für Kryoboxen 130 x 130 x 52 mm

for Cryoboxes 130 x 130 x 52 mm

Höhe der Einsätze 30 mm / height 30 mm

Fächer für Röhrchen	Durchmesser Ø mm	Material	Preis	Artikel Nr.
10x10	12	PP Polypropylene	CHF 2.-/€ 1.30	301010
9x9	13.6		CHF 2.-/€ 1.30	300909
8x8	15		CHF 2.-/€ 1.30	300808
7x7	17.3		CHF 2.-/€ 1.30	300707
6x6	20.3		CHF 2.-/€ 1.30	300606
5x5	24.5		CHF 1.5/€ 1.-	300505
4x4	30.8		CHF 1.5/€ 1.-	300404
3x3	41.2		CHF 1.5/€ 1.-	300304

Mindestmengen 20 Raster