

Qualitäts-Zentrifugenröhrchen Typ Falcon

Zentrifugenröhrchen von Bioswisstec® jetzt noch besser mit Zipbag und verschweissten Beuteln

- ✓ RCF getestet, 53015: 15000 fixierter gewölbter Rotor mit Methanol
53050: 15000 fixierter gewölbter Rotor mit Methanol
53250: 3500 fixierter gewölbter Rotor mit Methanol
<https://de.wikipedia.org/wiki/Zentrifugalkraft>
- ✓ Pyrogen-frei mit LAL Test
- ✓ Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA
- ✓ Frei von nachweisbaren Endotoxinen, frei von zytotoxischen Substanzen
- ✓ USP 6 Rohmaterial (Rohmaterialqualität für den Medizinischen Bereich)
- ✓ Höchste mechanische Belastbarkeit in allen Anwendungen
- ✓ Steril, Gamma sterilisiert SAL 10⁻⁶
- ✓ Zip-bag-Verschluss für einfaches und sicheres Wiederverschliessen
- ✓ Schraubkappe, aerosoldicht in erfrischendem Lime-grün aus HDPE (hochverdichtetes Polyethylen)
- ✓ Röhrchen aus Polypropylen mit hoher thermischer und chemischer Widerstandsfähigkeit, für die Lagerung von chemischen und biologischen Proben
- ✓ Genauigkeit der Bedruckung +/- 1.5%
- ✓ Hergestellt mit hochpräzisen, mit Diamantstaub polierten Schweizer Spritzgussformen
- ✓ Lot-Nummer-System: Nachverfolgbarkeit garantiert

Mehr erfahren



53015 Zentrifugenröhrchen 15 ml

Spezifikation	Dimensionen	Verpackung	Preis / Karton	Preis / >4 Karton
PP, mit HDPE Kappe, konisch, graduert, weisses Beschriftungsfeld	17/120 mm	50 St./Beutel 500 St./Karton	56.50	52.—

53050 Zentrifugenröhrchen 50 ml

Spezifikation	Dimensionen	Verpackung	Preis / Karton	Preis / >4 Karton
PP, mit HDPE Kappe, konisch, graduert, weisses Beschriftungsfeld	30/115mm	25 St./Beutel 500 St./Beutel	58.50	56.—

53250 Zentrifugenröhrchen 50 ml mit Stehrand

Spezifikation	Dimensionen	Verpackung	Preis / Karton	Preis / >4 Karton
PP, mit HDPE Kappe, konisch, graduert, weisses Beschriftungsfeld, mit Stehrand	30/115mm	25 St./Beutel 500 St./Beutel	62.80	59.—

Preise in CHF, ex works Schaffhausen, exkl. 7.7% MWST, Gratislieferung ab CHF 400.—