

Hermle Labortechnik Z 366



Universelle Tischzentrifuge

max. Volumen: 6 x 250 ml
 max. Drehzahl: 20000 min-1
 max. RZB: 29068 xg
 Abmessungen (B/H/T): 43 x 38 x 51 cm
 Gewicht: 52 kg

Z 366

- * chemikalienbeständig grau lackiertes Stahlblechgehäuse
 - * digitale Anzeige für Soll- und Istwert von Drehzahl / RZB, Temperatur und Zeitanzeige
 - * Drehzahleinstellung in 10er Schritten von 200 min.-1 bis 20000 min.-1
 - * Digitale Laufzeitangabe und Laufzeitvorwahl von 10 sek. - 99 Std. 59 min. oder Dauerstellung
 - * Quick - Taste für Kurzzeitzläufe mit digitaler Sekundenanzeige
 - * Programmspeicher für bis zu 99 komplette Läufe
 - * komfortable "Hermle-Multi-Control" - Steuerung
 - * Automatische Rotorerkennung und Drehzahlbegrenzung
 - * Unwuchterkennung und Abschaltung
 - * Wartungsfreier Induktionsmotor
 - * Motorische Deckelverriegelung
 - * akustisches Signal bei Laufende
- * Gerät entspricht der CE-Anforderung
 * Gebaut nach IEC 61010 und 61010-2

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
301.00 V03	1	3.296,00	Universelle Tischzentrifuge Z 366, 230 V / 50-60 Hz
301.00 V04	1	3.296,00	Universelle Tischzentrifuge Z 366, 120 V / 50-60 Hz
301.00 P03	1	4.923,00	Paket: Universelle Tischzentrifuge Z 366, 230 V / 50-60 Hz inkl. AS Rotor 221.61 V01 + 2 x 630.000 + 2 x 630.001
301.00 P04	1	4.923,00	Paket: Universelle Tischzentrifuge Z 366, 120 V / 50-60 Hz inkl. AS Rotor 221.61 V01 + 2 x 630.000 + 2 x 630.001
319.00 V01	1	5.207,00	Gekühlte Universelle Tischzentrifuge Z 366 K, 230 V / 50-60 Hz
319.00 V02	1	5.207,00	Gekühlte Universelle Tischzentrifuge Z 366 K, 120 V / 50-60 Hz
319.00 P01	1	6.738,00	Paket: Kühlzentrifuge Z 366 K, 230 V / 50-60 Hz inkl. AS Rotor 221.61 V01 + 2 x 630.000 + 2 x 630.001
319.00 P02	1	6.738,00	Paket: Kühlzentrifuge Z 366 K, 120 V / 50-60 Hz inkl. AS Rotor 221.61 V01 + 2 x 630.000 + 2 x 630.001
272.98 V01	1	643,00	Sicherheitsuntergestell für Z 366 Arbeitshöhe ca. 59 cm inkl. Zentrifuge
272.98 V02	1	920,00	Sicherheitsuntergestell für Z 366 Arbeitshöhe ca. 90 cm inkl. Zentrifuge
270.98 V01	1	735,00	Sicherheitsuntergestell für Z 366 K Arbeitshöhe ca. 59 cm inkl. Zentrifuge
270.98 V02	1	1.007,00	Sicherheitsuntergestell für Z 366 K Arbeitshöhe ca. 90 cm inkl. Zentrifuge

Hermle	in CHF	Z366
--------	--------	------

Artikel-Nr.	VE	ohne Mwst.	Bezeichnung
221.15 V02	1	1.055,00	Ausschwingrotor, 4 Plätze für Rundbecher 628.____ max. Drehzahl 4500 min-1 max. RZB: 3780 x g max. Radius: 16,7 cm
628.100	2	60,00	PC-Deckel für Becher 628.____
628.101	10	30,00	Dichtring für Becher 628.____
628.000	2	190,00	Becher/Adapter 1 x 250 ml; Ø 62 mm; Länge min./max. 110/130 mm
628.001	2	190,00	Becher/Adapter 1 x 100 ml; Ø 41 mm; Länge min./max. 95/120 mm
628.002	2	190,00	Becher/Adapter 3 x 50 ml; Ø 29 mm; Länge min./max. 95/120 mm
628.005	2	190,00	Becher/Adapter 3 x 50 ml Falcon; Ø 29 mm; Länge min./max. 120 mm Achtung: Nur Röhrchen der Marke Falcon!!
628.008	2	190,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml; Ø 34 mm; Länge min./max. 100/120 mm
628.006	2	190,00	Becher/Adapter 2 x 50 ml Falcon mit Stehrand; Ø 29 mm; Länge min./max. 100/120 mm
628.009	2	190,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml Falcon mit Stehrand; Ø 29 mm Länge min./max. 100/120 mm
628.003	2	190,00	Becher/Adapter 5 x 25 ml; Ø 24,5 mm; Länge min./max. 100/120 mm
628.010	2	190,00	Becher/Adapter 3 x 25 ml Falcon mit Stehrand; Ø 24,5 mm; Länge min./max. 85/100 mm
628.004	2	190,00	Becher/Adapter 9 x 15 ml; Ø 17 mm; Länge min./max. 76/115 mm
628.007	2	190,00	Becher/adapter 7 x 15 ml Falcon; Ø 17 mm; Länge min./max. 95/120 mm
628.011	2	190,00	Becher/Adapter 7 x 15 ml Falcon mit Stehrand; Ø 17 mm; Länge min./max. 100/120 mm
628.012	2	190,00	Becher/Adapter 8 x 10 ml; Ø 16 mm; Länge min./max. 80/100 mm
628.013	2	190,00	Becher/Adapter 14 x 5-7 ml; Ø 13 mm; Länge min./max. 65/120 mm
628.014	2	190,00	Becher/Adapter 10 x 1,6-7 ml Vacutainer; Ø 13 mm; Länge min./max. 75/120 mm
628.015	2	190,00	Becher/Adapter 8 x 4-10 ml Vacutainer; Ø 16 mm; Länge min./max. 75/100 mm
628.016	2	190,00	Adapter 9 x 1,5/2,0 ml; Ø 11 mm; Länge 38 mm (NUR IN BECHER 628.000 EINSETZBAR!)
41-5215	1	10,00	Vaseline für Ausschwingrotoren, 10 ml Tube
221.16 V03	1	1.037,00	Ausschwingrotor, 2 Plätze inkl. 2 Trägern Nr. 607.000 für MTP max. Drehzahl 4500 min-1 max. RZB: 2720 x g max. Radius: 12 cm max. Beladungshöhe: 63 mm max. Beladungsgewicht: 310 g
607.000	2	300,00	Ersatz-Träger für Rotor 221.16 V03
706.000	2	290,00	Adapter 48 x 1,5 / 2,0 ml
41-5215	1	10,00	Vaseline für Ausschwingrotoren, 10 ml Tube
221.21 V02	1	2.031,00	Winkelrotor für 6 x 250 ml Röhrchen max. Drehzahl 8000 min-1 max. RZB: 10017 x g Winkellage: 28° max. Radius: 14,0 cm
713.015	2	105,00	Adapter 8 x 1,5 ml, Ø 11 mm, Länge 40 mm
713.020	2	105,00	Adapter 5 x 10 ml, Ø 16 mm, Länge 80 mm
713.025	2	105,00	Adapter 4 x 15 ml (Falcon), Ø 17 mm, Länge 120 mm
713.028	2	105,00	Adapter 2 x 30 ml, Ø 26 mm, Länge 92 mm
713.030	2	105,00	Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm, Länge 103 mm
713.042	2	105,00	Adapter 1 x 50 ml (Falcon), Ø 30 mm, Länge 118 mm
221.18 V02	1	1.196,00	Winkelrotor für 6 x 85 ml Röhrchen Z 366 Z 366 K max. Drehzahl 11000 min-1 13000 min-1 max. RZB: 15550 x g 21720 xg Winkellage: 38° 38° max. Radius: 11,5 cm 11,5 cm
707.000	2	80,00	Adapter 2 x 15 ml, Ø 17 mm; Länge min./max. 95/100 mm
707.001	2	80,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm; Länge min./max. 103/110 mm
707.002	2	80,00	Adapter 1 x 30 ml, Ø 25 mm; Länge min./max. 90/103 mm
Preis pro VE			Z 366
in CHF			
Artikel-Nr.	VE	ohne Mwst.	Bezeichnung
707.003	2	80,00	Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm; Länge 105 mm

707.004	2	80,00	Adapter 1 x 50 ml Falcon, Ø 29 mm; Länge 118 mm
707.014	2	80,00	Adapter 1 x 15 ml Falcon, Ø 17 mm; Länge 120 mm
707.015	2	80,00	Adapter 1 x 16 ml, Ø 18 mm; Länge min./max. 103/100 mm
221.20 V02	1	1.155,00	Winkelrotor für 4 x 85 ml Röhrchen max. Drehzahl 12000 min-1 max. RZB: 14811 x g Winkellage: 30 ° max. Radius: 9,2 cm
707.001	2	75,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm
707.002	2	75,00	Adapter 1 x 30 ml, Ø 25 mm
707.003	2	75,00	Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm
707.004	2	75,00	Adapter 1 x 50 ml Falcon, Ø 29 mm (nur zur Verwendung ohne Rotordeckel)
707.014	2	75,00	Adapter 1 x 15 ml Falcon, Ø 17 mm (nur zur Verwendung ohne Rotordeckel)
221.22 V02	1	1.074,00	Winkelrotor für 6 x 50 ml Röhrchen (nur für Rundboden Röhrchen) max. Drehzahl 13000 min-1 max. RZB: 15871 x g Winkellage: 26 ° max. Radius: 8,4 cm
708.019	2	70,00	Adapter 1 x 30 ml, Ø 25 mm
708.003	2	70,00	Adapter 1 x 16 ml, Ø 18 mm
708.004	2	70,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm
708.017	2	70,00	Adapter 1 x 15 ml Falcon, Ø 17 mm (nur zur Verwendung ohne Rotordeckel)
221.28 V02	1	1.161,00	Winkelrotor für 20 x 10 ml Röhrchen max. Drehzahl 12000 min-1 max. RZB: 15777 x g Winkellage: 30 ° max. Radius: 9,8 cm
221.19 V02	1	818,00	Winkelrotor für 30 x 15 ml RB oder 20 x 15 ml Falcon Röhrchen max. Drehzahl 4500 min-1 max. RZB: 2830 x g Winkellage: 35 ° max. Radius: 12,5 cm
701.011	2	35,00	Adapter 1 x 7 ml, Ø 13,5 mm, Länge min./max. 95/115 mm
701.012	2	30,00	Adapter 1 x 5 ml (RIA), Ø 13,5 mm, Länge min./max. 70/90 mm
701.015	2	55,00	Adapter 1 x 1,5 ml, Ø 11 mm, Länge 42 mm
220.87 V09	1	445,00	Winkelrotor für 24 x 1,5/2,0 ml Röhrchen
220.87 V16	1	445,00	Winkelrotor für 24 x 1,5/2,0 ml Röhrchen Z 366 Z 366 K max. Drehzahl 15000 min-1 16000 min-1 max. RZB: 21382 xg 24321 xg Winkellage: 45° 45° max. Radius: 8,5 cm 8,5 cm
704.004	6	30,00	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße
704.005	6	30,00	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße
220.87 V10	1	549,00	Winkelrotor für 24 x 1,5/2,0 ml Röhrchen, verschließbar
220.87 V15	1	549,00	Winkelrotor für 24 x 1,5/2,0 ml Röhrchen, hermetisch dicht Z 366 Z 366 K max. Drehzahl 15000 min-1 16000 min-1 max. RZB: 21382 xg 24321 xg Winkellage: 45° 45° max. Radius: 8,5 cm 8,5 cm
Preis pro VE			Z 366
Hermle		in CHF	
Artikel-Nr.	VE	ohne Mwst.	Bezeichnung
704.004	6	30,00	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße
704.005	6	30,00	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße

220.88 V09	1	665,00	Winkelrotor für 44 x 1,5/2,0 ml Röhren Z 366 Z 366 K max. Drehzahl 15000 min-1 16000 min-1 max. RZB: 21130 xg 24040 xg Winkellage: 40° 40° max. Radius: 8,4 cm 8,4 cm
704.004	6	30,00	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße
704.005	6	30,00	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße
221.52 V02	1	1.230,00	Winkelrotor für 10 x 50 ml Röhren (nur für Falcon Röhren) Z 366 Z 366 K max. Drehzahl 9000 min-1 10500 min-1 max. RZB: 11770 xg 16020 xg Winkellage: 38° 38° max. Radius: 13 cm 13 cm
708.030	2	50,00	Adapter für 15 ml Falcon oder RB, Ø 17 mm Rundboden / Falcon min. Länge: 97 mm / 121 mm max. Länge: 123 mm / 121 mm max. RZB: 12609 xg/12811 xg Radius: 12,5 cm / 12,7 cm
701.011	2	35,00	Adapter 1 x 7 ml, Ø 13,5 mm, Länge min./max. 95/115 mm
701.012	2	30,00	Adapter 1 x 5 ml (RIA), Ø 13,5 mm, Länge min./max. 70/90 mm
701.015	6	55,00	Adapter 1 x 1,5 ml, Ø 11 mm, Länge 42 mm
221.61 V01	1	1.128,00	Ausschwingrotor, 4 Plätze für Becher 630.000/ 630.001 max. Drehzahl 4500 min-1 max. RZB: 3724 xg Winkellage: 90° max. Radius: 16,5 cm
630.000	2	190,00	Becher/Adapter 4 x 50 ml Falcon; Ø 29 mm; Länge 116 mm
630.001	2	190,00	Becher/Adapter 10 x 15 ml Falcon; Ø 17 mm; Länge 121 mm
41-5215	1	10,00	Vaseline für Ausschwingrotoren, 10 ml Tube