

# Life Science



## Serologische Pipetten 2020

Preise gültig bis 23.12.2020

- Pyrogenfrei LAL Test 0,6 EU/ml
- Steril SAL 10<sup>-6</sup> Medical Grade
- Kristallklare Transparenz
- Bedruckungspräzision +/- 1.5%
- Mundstück passend in alle Pipettierhilfen
- Frei von DNase, RNase und humaner DNA
- Tropfenfreies pipettieren
- Volumenkapazität der Pipetten Revers
- Kontaminationsfreies Lagern—Dispenserbox



Art.-Nr.	Beschreibung	Dimensionen in mm	Graduierung	Stück/VE	Preis / VE*
515201	Serologische Pipette 1 ml/gelb	Ø 4.6 x 277	1ml 1/100	800	66.--
515202	Serologische Pipette 2 ml/grün	Ø 6.4 x 277	2ml 1/50	600	72.--
515205	Serologische Pipette 5 ml/blau	Ø 8.3 x 338	5ml 1/10	400	54.20
515210	Serologische Pipette 10 ml/orange	Ø 9.9 x 338	10ml 1/10	400	60.50
515225	Serologische Pipette 25 ml/rot	Ø 14.6 x 343	25ml 2/10	200	64.30
515250	Serologische Pipette 50 ml/violett	Ø 18.6 x 343	50ml 1/2	160	136.80

\* Preise in CHF, exkl. MWST, ab Schaffhausen

- 4 Dispenser pro Karton = 1 Verkaufseinheit**
- ab CHF 500.- Warenwert Gratislieferung (gilt für serologischen Pipetten von Bioswisstec)

### Spezifikation

- einfach stapelbare Verpackung (VE) neben dem Class II Cabinet
- perforierte Entnahme-Öffnung
- Nachverfolgbarkeit dank Lotnummer
- Peel off Verpackung
- Präzise Bedruckung

