

Bitte nehmen Sie bei grösseren Bestellungen mit uns Kontakt auf.

**Schmelztiegel, niedrige Form**

Combustion crucible, low form

**\*DIN 12 904**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321100301	1/30	*	30	19	5	5	1,80
N641321100351	1/35	*	35	22	10	5	1,95
N641321100401	1/40	*	40	25	17	5	2,05
N641321100451	1/45	*	45	28	21	5	2,60
N641321100501	1/50	*	50	32	34	5	2,90
N641321100601	1/60	*	60	38	62	5	3,90
N641321100701	1/70	*	70	44	91	5	5,30

**Schmelztiegel mit glasiertem Rand, niedrige Form**

Combustion crucible with glazed rim, low form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321101301	1/30 G		30	19	5	5	2,45
N641321101351	1/35 G		35	22	10	5	2,60
N641321101401	1/40 G		40	25	17	5	2,80
N641321101451	1/45 G		45	28	21	5	3,35
N641321101501	1/50 G		50	32	34	5	3,90
N641321101601	1/60 G		60	38	62	5	5,55
N641321101701	1/70 G		70	44	91	5	7,15

**Schmelztiegel, mittelhohe Form**

Combustion crucible, middle form

**\*DIN 12 904**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321200301	2/30		30	25	10	5	1,60
N641321200351	2/35	*	35	28	12	5	1,65
N641321200401	2/40	*	40	32	20	5	2,00
N641321200451	2/45	*	45	36	30	5	2,05
N641321200501	2/50	*	50	40	45	5	2,80
N641321200601	2/60	*	60	48	80	5	3,40
N641321200701	2/70	*	70	56	120	5	4,65
N641321200801	2/80		80	62	200	5	5,70

**Schmelztiegel mit glasiertem Rand, mittelhohe Form**

Combustion crucible with glazed rim, middle form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321201351	2/35 G		35	28	12	5	2,20
N641321201401	2/40 G		40	32	20	5	2,55
N641321201451	2/45 G		45	36	30	5	2,80
N641321201501	2/50 G		50	40	45	5	3,85
N641321201601	2/60 G		60	48	80	5	4,70

N641321201701	2/70 G	70	56	120	5	5,45
---------------	--------	----	----	-----	---	------

### Schmelztiegel, hohe Form

Combustion crucible, high form

**\*DIN 12 904**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321300301	3/30	*	30	38	15	5	2,60
N641321300351	3/35	*	35	44	26	5	3,20
N641321300401	3/40	*	40	50	35	5	3,65
N641321300451	3/45	*	45	56	50	5	3,75
N641321300501	3/50	*	50	62	72	5	4,05
N641321300601	3/60	*	60	75	130	5	4,75

### Schmelztiegel mit glasiertem Rand, hohe Form

Combustion crucible with glazed rim, high form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321301301	3/30 G		30	38	15	5	3,50
N641321301351	3/35 G		35	44	26	5	4,40
N641321301401	3/40 G		40	50	35	5	4,90
N641321301451	3/45 G		45	56	50	5	5,25
N641321301501	3/50 G		50	62	72	5	5,45
N641321301601	3/60 G		60	75	130	5	5,75

### Deckel für Schmelztiegel

Lid for combustion crucible

**\*DIN 12 904**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d Becher (mm) d beaker (mm)	Deckel (mm) d lid (mm)		Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321000301	D 30	*	30	34		5	1,65
N641321000351	D 35	*	35	39		5	1,80
N641321000401	D 40	*	40	44		5	1,95
N641321000451	D 45	*	45	49		5	2,40
N641321000501	D 50	*	50	54		5	2,50
N641321000601	D 60	*	60	64		5	2,85
N641321000701	D 70	*	70	74		5	3,45
N641321000801	D 80		80	84		5	3,65

### Gooch-Tiegel

Gooch crucible

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641321234101	234/1		30	36	17	5	2,55
N641321234301	234/3		35	43	25	5	2,75
N641321234401	234/4		39	49	35	5	3,00
N641321234501	234/5		60	71	120	5	3,75

### Quelltiegel mit Deckel

Swelling crucible with lid

Artikelnummer	Katalognummer		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
---------------	---------------	--	--------	--------	----------------	----------	-----------

article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641321301000	301	43	27	19	5	1,30

### Tiegel mit Deckel zur Bestimmung flüchtiger Flüssigkeiten

Crucible with lid for determination of volatile liquid

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641321098000	98	32	42	22	5	1,75

### Filtertiegel mit porösem Boden

Filter crucible with porous bottom

**\*DIN 12 909**

Artikelnummer	Katalognummer	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub> (mm)	ι (mm); (ml)	Porosität	Stück/UK	Preis/STK	
article number	catalogue number			porosity	pcs/box	price/pc	
N641321400256	4/25/6	*	25 / 20	28 / 8	6	2	10,90
N641321400257	4/25/7	*	25 / 20	28 / 8	7	2	10,90
N641321400258	4/25/8	*	25 / 20	28 / 8	8	2	10,90
							0,00
N641321400306	4/30/6	*	30 / 24	35 / 15	6	2	11,05
N641321400307	4/30/7	*	30 / 24	35 / 15	7	2	11,05
N641321400308	4/30/8	*	30 / 24	35 / 15	8	2	11,05
							0,00
N641321400356	4/35/6	*	35 / 28	40 / 25	6	2	11,65
N641321400357	4/35/7	*	35 / 28	40 / 25	7	2	11,65
N641321400358	4/35/8	*	35 / 28	40 / 25	8	2	11,65
							0,00
N641321400406	4/40/6	*	40 / 30	43 / 35	6	2	12,05
N641321400407	4/40/7	*	40 / 30	43 / 35	7	2	12,05
N641321400408	4/40/8	*	40 / 30	43 / 35	8	2	12,05
							0,00
N641321400456	4/45/6	*	45 / 36	50 / 50	6	2	12,20
N641321400457	4/45/7	*	45 / 36	50 / 50	7	2	12,20
N641321400458	4/45/8	*	45 / 36	50 / 50	8	2	12,20

### Glühschale ohne Ausguss, niedrige Form

Incinerating dish without spout, low form

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641322204201	204/2	38	10	7	5	1,30
N641322204301	204/3	44	11	9	5	1,50
N641322204401	204/4	47	13	12	5	1,70
N641322204601	204/6	81	20	70	5	2,65
N641322204801	204/8	122	28	220	5	5,30

### Glühschale ohne Ausguss, tiefe Form

Incinerating dish without spout, deep form

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641322203101	203/1	30	15	8	5	1,60
N641322203201	203/2	40	20	21	5	1,70
N641322203301	203/3	50	25	35	5	2,50

N641322203401	203/4	60	30	64	5	3,00
N641322203501	203/5	70	35	103	5	3,10

### Glühschale mit Ausguss, tiefe Form

Incinerating dish with spout, deep form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322205101	205/1	30	15	8	5	1,80
N641322205201	205/2	40	20	21	5	1,90
N641322205301	205/3	50	25	35	5	2,50
N641322205401	205/4	60	30	64	5	2,95
N641322205501	205/5	70	35	103	5	3,15

### Glühschale ohne Ausguss, rechteckige Form

Incinerating dish without spout, rectangular form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322255101	255/1	50	35	12	5	2,45
N641322255201	255/2	62	40	12	5	3,70
N641322255221	255/2A	74	49	14	5	3,95
N641322255301	255/3	95	65	14	5	4,30

### Abdampfschale mit flachem Boden und Ausguss, niedrige Form

Evaporating dish with flat bottom and spout, low form

**\*DIN 12 903**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322208100	208/0 *	50	10	10	5	3,25
N641322208101	208/1 *	60	14	20	5	3,40
N641322208201	208/2	70	15	28	5	3,90
N641322208301	208/3 *	80	20	55	5	4,65
N641322208401	208/4 *	100	25	110	5	5,85
N641322208501	208/5 *	130	30	250	5	7,75
N641322208601	208/6	160	40	450	5	11,00
N641322208701	208/7	200	55	1100	1	29,20
N641322208801	208/8	250	55	1750	1	41,50

### Abdampfschale mit flachem Boden und Ausguss, hohe Form

Evaporating dish with flat bottom and spout, high form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322274101	274/1	54	22	22	5	3,35
N641322274121	274/1A	70	30	62	5	3,85
N641322274201	274/2	86	33	93	5	4,70
N641322274301	274/3	98	40	154	5	5,65
N641322274401	274/4	112	50	265	5	7,15
N641322274501	274/5	126	53	330	5	8,65
N641322274601	274/6	145	55	450	5	13,25
N641322274701	274/7	151	63	620	5	14,30
N641322274801	274/8	169	68	800	1	17,75
N641322274901	274/9	195	74	1200	1	23,30
N641322274991	274/10	254	105	3000	1	34,45

**Abdampfschale mit rundem Boden und Ausguss, niedrige Form**

Evaporating dish with round bottom and spout, low form

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322207101	207/1	72	26	41	5	4,30
N641322207201	207/2	83	27	62	5	4,75
N641322207301	207/3	96	30	110	5	6,85
N641322207401	207/4	110	37	160	5	7,30
N641322207421	207/4A	117	41	215	5	7,55
N641322207501	207/5	127	42	240	5	9,70
N641322207521	207/5A	142	46	325	5	9,85
N641322207601	207/6	154	50	420	5	10,85
N641322207701	207/7	170	55	558	5	13,50

**Abdampfschale mit rundem Boden und Ausguss, hohe Form**

Evaporating dish with round bottom and spout, high form

**\*DIN 12 903**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641322206001	206/0 *	40	16	10	5	3,70
N641322206101	206/1 *	50	20	20	5	4,25
N641322206121	206/1A *	63	25	30	5	4,50
N641322206201	206/2 *	80	32	60	5	5,35
N641322206221	206/2A	81	38	107	5	5,60
N641322206301	206/3	94	42	140	5	7,00
N641322206321	206/3A *	100	40	150	5	7,25
N641322206401	206/4	112	47	232	5	9,00
N641322206411	206/4/0 *	125	50	285	5	10,95
N641322206421	206/4A	132	55	300	5	12,65
N641322206501	206/5	138	61	400	5	14,25
N641322206611	206/6/0 *	148	64	580	5	16,70
N641322206621	206/6A	170	74	700	1	18,15
N641322206721	206/7A *	200	80	1000	1	19,95
N641322206801	206/8	202	86	1300	1	30,10
N641322206991	206/10A	320	140	6000	1	65,30

**Mörser, innen rau**

Mortar, inside rough

**\*DIN 12 906**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331211000	211A/0	51	32	25	5	4,75
N641331211100	211A/1	56	36	30	2	4,95
N641331211110	211A/1/0 *	63	41	70	2	5,90
N641331211120	211A/1A	76	45	75	2	6,40
N641331211200	211A/2	83	50	110	2	8,00
N641331211220	211A/2A *	90	56	160	1	9,90
N641331211300	211A/3	105	64	220	1	11,55
N641331211320	211A/3A *	125	71	400	1	21,20
N641331211400	211A/4	139	82	500	1	26,30
N641331211500	211A/5 *	150	90	650	1	33,05
N641331211600	211A/6 *	180	104	1000	1	42,15
N641331211700	211A/7	224	127	2250	1	55,80
N641331211800	211A/8	268	160	4300	1	81,60

**Mörser, innen glatt**

Mortar, inside glazed

**\*DIN 12 906**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331211001	211B/0	51	32	25	5	4,75
N641331211101	211B/1	56	36	30	2	4,95
N641331211111	211B/1/0 *	63	41	70	2	5,40
N641331211121	211B/1A	76	45	75	2	5,90
N641331211201	211B/2	83	50	110	2	7,55
N641331211221	211B/2A *	90	56	160	1	9,40
N641331211301	211B/3	105	64	220	1	11,05
N641331211321	211B/3A *	125	71	400	1	20,65
N641331211401	211B/4	139	82	500	1	25,55
N641331211501	211B/5 *	150	90	650	1	32,30
N641331211601	211B/6 *	180	104	1000	1	42,15
N641331211701	211B/7	224	127	2250	1	55,10
N641331211801	211B/8	268	160	4300	1	79,70

**Mörser, innen rau**

Mortar, inside rough

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331829100	829A/1	85	65	150	1	11,85
N641331829200	829A/2	103	75	300	1	21,65
N641331829300	829A/3	121	88	420	1	26,85
N641331829400	829A/4	152	95	730	1	33,75
N641331829500	829A/5	178	110	1200	1	43,00

**Mörser, innen glatt**

Mortar, inside glazed

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331829101	829B/1	85	65	150	1	11,25
N641331829201	829B/2	103	75	300	1	21,10
N641331829301	829B/3	121	88	420	1	26,10
N641331829401	829B/4	152	95	730	1	32,95
N641331829501	829B/5	178	110	1200	1	43,00

**Pistill, raue Reibefläche**

Pestle, rough end

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331212100	212/1	18	68	2	2,60
N641331212200	212/2	20	88	2	3,35
N641331212300	212/3	25	96	2	3,90
N641331212400	212/4	34	140	2	4,90
N641331212500	212/5	37	158	2	6,30

**Pistill, raue Reibefläche**

Pestle, rough end

**\*DIN 12 906**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331213000	213A/0		14	54	5	2,60
N641331213100	213A/1	*	24	115	2	2,80
N641331213200	213A/2	*	30	135	2	3,20
N641331213300	213A/3	*	36	150	2	4,45
N641331213400	213A/4	*	42	175	1	5,70
N641331213500	213A/5	*	55	210	1	9,50
N641331213600	213A/6	*	74	250	1	14,00
N641331213700	213A/7	*	85	280	1	26,20
N641331213800	213A/8		101	370	1	34,50

**Pistill, glasierte Reibefläche**

Pestle, glazed end

**\*DIN 12 906**

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331213001	213B/0		14	54	5	2,80
N641331213101	213B/1	*	24	115	2	3,60
N641331213201	213B/2	*	30	135	2	4,75
N641331213301	213B/3	*	36	150	2	5,05
N641331213401	213B/4	*	42	175	1	7,55
N641331213501	213B/5	*	55	210	1	11,35
N641331213601	213B/6	*	74	250	1	15,30
N641331213701	213B/7	*	85	280	1	27,65
N641331213801	213B/8		101	370	1	36,15

**Pistill mit Holzstiel, rau**

Pestle with removable wooden handle, rough

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331830100	830A/1		27	155	1	9,85
N641331830200	830A/2		30	180	1	11,35
N641331830300	830A/3		33	185	1	12,40
N641331830400	830A/4		37	210	1	14,80
N641331830500	830A/5		45	245	1	17,55

**Pistill mit Holzstiel, glatt**

Pestle with removable wooden handle, glazed

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number		d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641331830101	830B/1		27	155	1	11,05
N641331830201	830B/2		30	180	1	12,15
N641331830301	830B/3		33	185	1	13,45
N641331830401	830B/4		37	210	1	15,60
N641331830501	830B/5		45	245	1	18,40

**Kasserolle mit Porzellanstiel**

Casserole with porcelain handle

Artikelnummer	Katalognummer		d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
---------------	---------------	--	--------	--------	----------------	----------	-----------

article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641322209101	209/1	45	26	22	2	5,85
N641322209201	209/2	67	39	84	1	7,55
N641322209301	209/3	85	49	176	1	9,75
N641322209401	209/4	101	51	270	1	10,95
N641322209501	209/5	120	64	450	1	13,85
N641322209601	209/6	150	86	960	1	23,20

### Kasserolle mit Holzgriff und Deckel

Casserole with removable wooden handle and lid

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641322210101	210/1	75	40	125	1	23,15
N641322210201	210/2	85	45	200	1	24,70

### Becher mit Ausguss, niedrige Form

Beaker with spout, low form

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641323227101	227/1	70	85	275	1	7,60
N641323227201	227/2	80	99	400	1	9,25
N641323227301	227/3	90	116	620	1	11,55
N641323227401	227/4	100	129	860	1	14,90
N641323227501	227/5	123	100	850	1	19,30

### Becher mit Ausguss, hohe Form

Beaker with spout, high form

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641323226101	226/1	52	90	170	1	6,50
N641323226201	226/2	57	106	225	1	7,30
N641323226301	226/3	70	143	450	1	9,20
N641323226401	226/4	101	157	1100	1	14,70

### Messbecher

Measure

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641332241101	241/1	71	72	100	1	11,40
N641332241201	241/2	82	96	250	1	14,30
N641332241301	241/3	97	131	500	1	21,10
N641332241401	241/4	127	160	1000	1	31,45

### Exsikkatorplatte nach DIN

Desiccator plate, acc. DIN

**\*DIN 12 911**

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)		Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			pcs/box	price/pc
N641331138101	138/1	*	90	1	9,05
N641331138201	138/2	*	140	1	13,15



N641331138301	138/3	*	190	1	22,15
N641331138401	138/4	*	235	1	31,20
N641331138501	138/5	*	280	1	34,25

### Exsikkatorplatte

Desiccator plate

Artikelnummer	Katalognummer	d (mm)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number		pcs/box	price/pc
N641333238101	238/1	90	1	8,50
N641333238331	238/3B	140	1	12,25
N641333238521	238/5A	190	1	21,55
N641333238821	238/8A	235	1	30,45
N641333238991	238/10A	280	1	32,85

### Büchnertrichter

Funnel Buechner

Artikelnummer	Katalognummer	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub> ; d <sub>3</sub> (mm)	r <sub>1</sub> ; h <sub>2</sub> (mm)	Kapazität (ml)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			volume (ml)	pcs/box	price/pc
N641332237001	237/0	29 / 22 / 1	17 / 28	10		
N641332237011	237/0A	42 / 33 / 1	20 / 35	25		
N641332237101	237/1	48 / 38 / 1	24 / 43	35	1	10,30
N641332237201	237/2	62 / 45 / 1	30 / 64	70	1	12,05
N641332237301	237/3	77 / 58 / 1	35 / 64	120	1	14,30
N641332237401	237/4	97 / 70 / 2	40 / 71	240	1	20,45
N641332237501	237/5	116 / 95 / 2	49 / 83	400	1	25,55
N641332237601	237/6	130 / 110 / 2	52 / 85	600	1	32,60
N641332237701	237/7	156 / 130 / 2	59 / 96	1000	1	42,95
N641332237801	237/8	192 / 160 / 2	74 / 117	2000	1	59,70
N641332237901	237/9	248 / 220 / 2	90 / 117	4000	1	153,10
N641332237921	237/9A	296 / 260 / 2	105 / 130	7000	1	396,75
N641332237991	237/10	334 / 300 / 2	120 / 133	10000	1	495,85

### Hirschtrichter

Funnel, acc. Dr. Hirsch

Artikelnummer	Katalognummer	d <sub>1</sub> ; d <sub>2</sub> (mm)	r <sub>1</sub> ; h <sub>2</sub> (mm)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number			pcs/box	price/pc
N641332236201	236/2	45 / 13	38 / 25	1	11,20

### Doppelspatel

Double stirring spatle

Artikelnummer	Katalognummer	l (mm)	Stück/UK	Preis/STK
article number	catalogue number		pcs/box	price/pc
N641334217101	217/1	104	5	4,90
N641334217201	217/2	186	5	6,40
N641334217301	217/3	250	5	7,45
N641334217401	217/4	298	5	9,45

### Löffelspatel

Stirring spatle with spoon

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641334218101	218/1	103	5	3,40
N641334218121	218/1A	148	5	3,55
N641334218131	218/1B	164	5	4,10
N641334218201	218/2	187	5	5,10
N641334218221	218/2A	200	5	6,30
N641334218301	218/3	250	5	7,10

### Löffel

Spoon

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641334219101	218A/1	237	5	9,90

### Wägeschiffchen

Weighing boat

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641329252001	252/0	17	37	10	1,80
N641329252101	252/1	23	53	10	1,95
N641329252201	252/2	29	64	10	2,10

### Schmelzschiffchen mit Öse

Combustion boat with eyelet

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	l (mm)	b (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641312214200	214/2	75	13	8	50	0,65
N641312214300	214/3	105	14	9	50	0,75
N641312214400	214/4	85	13	8	50	0,70
N641312214800	214/8	90	13	8	50	0,65
N641312214900	214/9	40	12	10	50	0,65

### Deckel für Schmelzschiffchen

Lid for combustion boat

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	l (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641312214310	214/3V	65	50	
N641312214410	214/4V	55	50	
N641312214810	214/8V	65	50	

### Tüpfelplatte

Plate with cavities

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	l (mm)	Gruben cavities	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641333263501	263/5	25	81	6	5	7,50
N641333263601	263/6	17	91	12	5	8,35

### Färbekasten mit Deckel

### Stinning tray with lid

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	a (mm)	b (mm)	h (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641332372001	372	70	40	86	2	18,90

### Wasserbadringe

Rings for water bath

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641329240601	240/0	31	1	18,95

### Kugelmühle mit Deckel, Metallverschluss und Dichtung

Ball mill with lid, metal lick and seal

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641335224001	224/0	142	175	10	1	67,60
N641335224101	224/1	250	210	25	1	170,80
N641335224201	224/2	250	250	35	1	198,70

### Planetarmühle mit Deckel

Planetary mill with lid

Artikelnummer article number	Katalognummer catalogue number	d (mm)	h (mm)	Kapazität (ml) volume (ml)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641335258101	258	140	85	500	1	

### Mahlkugel

Milling porcelain ball

Artikelnummer article number	d (mm)	Stück/UK pcs/box	Preis/STK price/pc
N641151030010	30	1	
N641151040010	40	1	
N641151050010	50	1	

### Bitte nehmen Sie bei grösseren Bestellungen mit uns Kontakt auf.

prices in CHF excl. VAT ex works Schaffhausen, supply with the most economic transport system

Preise in CHF exkl. UST ab Werk Schaffhausen, mit dem günstigsten Transportmittel

delivery time one week / Lieferzeit 1 Woche

free shipping, free delivery, no minimum surcharge upon request related on shipping and Quantity

Gratislieferung, Kostenlose Zustellung, keine Mimimummengen auf Nachfrage - Mengenabhängig

min. PO CHF 200.- / Mindestbestellwert CHF 200.-