

Handschuhe / OP Handschuhe Masken / Hauben / Schuhüberzug



Produkt Nr.	Bezeichnung	Abnahme Menge	Preis in CHF / 1000	Abnahme Menge	Preis in CHF / 1000	Abnahme Menge	Preis in CHF / 1000
1 1 1 .1 0 .3 0 XS .31 S .32 M .33 L .34 XL	Ulma Classic Latex Untersuchungshandschuhe, unsteril, gepudert	4000	52,66	9000	49,1	63000	40,4
1 1 6 .0 0 .0 1 XS .02 S .03 M .04 L .05 XL	Happy Skin Latex Untersuchungshandschuhe, unsteril, puderfrei, mit glatter Oberfläche, chloriniert mit polymerbeschichteter Innenfläche	4000	57,12	9000	53,3	63000	43,8
1 1 1 .3 0 .0 1 XS .02 S .03 M .04 L .05 XL	Happy Skin grip Latex Untersuchungshandschuhe, unsteril, puderfrei, mit mikroangerauhter Oberfläche, chloriniert mit polymerbeschichteter Innenfläche	4000	68,72	9000	64,1	63000	52,7
1 1 5 .1 0 .1 5 XS .16 S .17 M .18 L .19 XL	ulma Pro Free BLUE Nitril Untersuchungshandschuhe, 3.2 mil, mit microangerauhter Oberfläche, puderfrei und latexfrei, 24,5 cm lang	4000	65,15	9000	60,8	63000	50,0
1 1 5 .1 0 .2 0 XS .21 S .22 M .23 L .24 XL	ulma Pro Free WHITE Nitril Untersuchungshandschuhe, 3.5 mil, mit microangerauhter Oberfläche, puderfrei und latexfrei, 24,5 cm lang	4000	55,3	9000	51,6	63000	42,4
1 1 5 .1 0 .5 0 XS .51 S .52 M .53 L .54 XL	ulma Pro Free BLUE 2 0 0 Nitril Untersuchungshandschuhe, 3.2 mil, mit microangerauhter Oberfläche, puderfrei und latexfrei, 24,5 cm lang, 200St. Pro Box	4000	106,2	9000	99,1	63000	81,4
1 1 5 .1 0 .6 0 XS .61 S .62 M .63 L .64 XL	ulma Pro Free BLUE 3 0 0 6 gr Nitril Untersuchungshandschuhe, 3.2 mil, mit microangerauhter Oberfläche, puderfrei und latexfrei, 30 cm lang, 100St. Pro Box	4000	111,6	9000	104,1	63000	85,5
1 1 4 .2 0 .0 1 XS .02 S .03 M .04 L .05 XL	Ulma Nyl puderfrei PVC (Vinyl) Handschuhe, unsteril, latexfrei und puderfrei	4000	39,3	9000	36,7	63000	30,1
Produkt Nr.	Bezeichnung	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF
1 1 2 .2 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Latex OP Handschuhe steril, gepudert angerauhte Oberfläche CE 0120 AQL 1,0 100 % elektronisch dichtigkeitsgeprüft	1000 Paar	374,85	2000 Paar	699,7	4000 Paar	1149,5

Produkt Nr.	Bezeichnung	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF
1 1 2 .3 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Sensiflex plus Latex OP Handschuhe, steril, puderfrei, angeraute Oberfläche, CE 0120 AQL 1,0 100 % elektronisch dichtigkeit sgeprüft	1000 Paar	517,65	2000 Paar	966,3	4000 Paar	1587,5
1 1 5 .3 0 .1 0 6 .11 6,5 .12 7 .13 7,5 .14 8 .15 8,5 .16 9	Nuzone X2 synthetische OP Handschuhe, latexfrei und puderfrei, st eril, extra weich und elastisch, besonders hohes Tast empfinden, 100 % elektronisch dichtigkeit sgeprüft	1000 Paar	1.124,55	2000 Paar	2.099,2	4000 Paar	3448,6
1 1 2 .0 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Maxitex Duplex Protection Set , Latex OP Handschuhe, gepudert, steril, glatt e Oberfläche AQL 0,65 100 % elektronisch dichtigkeitsgeprüft	100 Paar/Set	78,54	150 Paar/Set	110,0	200 Paar /Set	120,4
1 1 2 .1 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Maxitex Duplex PF Protection Set, Latex OP Handschuhe, puderfrei, steril, glatte Oberfläche AQL 0,65 100 % elektronisch dichtigkeitsgeprüft	100 Paar/Set	910,35	150 Paar/Set	1.274,5	200 Paar /Set	1395,9
1 1 7 .0 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Maxitex Neuro mikrochirurgische OP Handschuhe, Latex, puderfrei, mikroangeraute Oberfläche AQL 0,65 100 % elektronisch dichtigkeit sgeprüft	100 Paar/Set	67,83	150 Paar/Set	95,0	200 Paar /Set	104,0
1 2 0 .0 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Fusione synthetische OP Handschuhe, puderfrei, glatt e Oberfläche AQL 1,0 100 % elektronisch dichtigkeit sgeprüft	100 Paar/Set	178,50	150 Paar/Set	249,9	200 Paar /Set	273,7
1 2 0 .1 0 .0 1 6 .02 6,5 .03 7 .04 7,5 .05 8 .06 8,5 .07 9	Fusione Barrier One Synthetische OP Unt erhandschuhe, puderfrei, glatte Oberfläche Farbe: grün AQL 1,0 100 % elektronisch dichtigkeit sgeprüft	100 Paar/Set	174,93	150 Paar/Set	244,9	200 Paar /Set	268,2
1 2 2 .1 0 .0 1 .04 .06	ulm a- Soft Gesichtsmasken 3-lagig, wasserabweisend, hohe Filterkapazität, 01. weiss mit Gummizug grün mit Bändern 04. blau mit Gummizug blau mit Bändern 06. grün mit Gummizug weiss mit Bändern	1000	68,78	5000	283,2	10000	465,3

Produkt Nr.	Bezeichnung	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF	Abnahme Menge	Preis in CHF
1 2 2 .1 0 .0 3 .0 5 .0 7	ulm a- Soft Gesichtsmasken 3-lagig mit Augenöffnungen, wasserabweisend, hohe Filterkapazität, weiss mit Gummizug grün mit Bändern 03. blau mit Gummizug blau mit Bändern 05. grün mit Gummizug weiss mit Bändern 07.	1000	76,87	5000	316,5	10000	520,0
1 2 1 .2 0 .0 1 .0 3	Schwesternhauben , Barettform Polypropylen, Ø 55 cm, 14 g/ m ² weiss grün	1000	37,43	5000	154,1	10000	253,2
1 2 1 .2 0 .0 5 .0 6 .0 7	Schwesternhauben , Clip-Caps, wasserabweisend, Polypropylen, 14 g/ m ² , 200 St. gefaltet in Spenderbox, Ø 52 cm, grün weiß blau	1000	29,33	5000	120,8	10000	198,4
1 2 1 .5 0 .0 1	OP Hauben , mit Bändern, Polypropylen blau, Schiffchenform, 18 g/ m ²	1000	82,94	5000	341,5	10000	561,1
1 2 1 .7 0 .0 0	dt o. , ohne Bänder, Polypropylen, 18 g/ m ² , grün mit Gummi im Nacken	1000	60,69	5000	249,9	10000	410,6
1 2 1 .3 0 .0 3	Schuhüberzüge , PP, Farbe weiss, mit blauer CPE-Sohle	1000	117,33	5000	483,1	10000	793,7
2 2 1 .3 0 .0 9	Schuhüberzüge , CPE, Farbe blau, mit blauer CPE-Sohle 2 farbig, 15x40cm	1000	36,41	5000	149,9	10000	246,3
3 2 1 .3 0 .10	Schuhüberzüge , CPE, Farbe grün, mit blauer CPE-Sohle 2 farbig, 15x40cm	1000	36,41	5000	149,9	10000	246,3
1 2 1 .8 0 .0 0	Einwegschutzmantel , Polypropylen, 23 g/ m ² , unsteril, Farbe grün, 115x137cm	100	49,98	5000	233,2	10000	383,2
1 2 1 .8 0 .0 1	Einwegschutzmantel , wasserabweisend, unsteril, 30 g/ m ² . blau	100	89,25	5000	416,5	10000	684,3

prices in CHF excl. VAT ex works Schaffhausen

Preise in CHF exkl. MWST ab Werk Schaffhausen

delivery time one week / Lieferzeit 1 Woche * Min. Quantity lower price / Mindestmenge für Mengenpreis

purchase orders more than CHF 200.- product value NO admin. surcharge CHF 20.- per delivery

Bestellungen ab CHF 200.- Warenwert ohne Administrations Zuschlag von CHF 20.- pro Lieferung

General terms on www.bioswisstec.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen unter www.bioswisstec.com

first colum mentions the minimum quantity

erste Spalte entspricht der Mindestmenge