

Hermle Zentrifugen

Minizentrifuge für Reaktionsgefäße bis 2,0 ml



Technische Daten:

max. Volumen:	12 x 1,5 ml (2,0 ml)
max. Drehzahl:	5.500 min ⁻¹
max. RZB:	2.000 x g
Abmessungen:	14 x 11,2 x 20 cm (B x H x T)
Gewicht:	1,3 kg

Z 130 M

* Gerät entspricht der CE-Anforderung

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
324.00 V01	1	308,00	Kombination Minizentrifuge Z 130 M, 230 V / 50-60 Hz inkl. Kombirotor für 12 x 1,5 ml (2,0 ml) und 4 Plätze für 8 x 0,2 ml PCR Gefäßstreifen
324.00 V02	1	308,00	Kombination Minizentrifuge Z 130 M, 120 V / 50-60 Hz inkl. Kombirotor für 12 x 1,5 ml (2,0 ml) und 4 Plätze für 8 x 0,2 ml PCR Gefäßstreifen