



Hermle Zentrifugen

Mikroliterzentrifuge für Reaktionsgefäße bis 2,0 ml

Z 160 M

Technische Daten:

max. Volumen:	18 x 1,5 ml (2,0 ml)
max. Drehzahl:	14.000 min ⁻¹
max. RZB:	15.996 x g
Abmessungen:	20 x 18 x 22 cm (B x H x T)
Gewicht:	4,5 kg

Kurzbeschreibung

- * Bürstenloser Motor
- * Drehzahlvorwahl von 1.000 min.⁻¹ bis 14.000 min.⁻¹, stufenlos
- * Laufzeitvorwahl von 1 min. bis 30 min. / Dauerlaufstellung
- * "quick" Taste für Kurzzeitläufe
- * Gerät entspricht der CE-Anforderung
- * Gebaut nach IEC 61010 und 61010-2

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
290.00 P01	1	1.112,00	Kombination Mikroliterzentrifuge Z 160 M, 230V / 50-60Hz inkl. Zubehör Winkelrotor für 18 x 1,5 ml (2,0 ml)
290.00 P02	1	1.112,00	Kombination Mikroliterzentrifuge Z 160 M, 120V / 50-60Hz inkl. Zubehör Winkelrotor für 18 x 1,5 ml (2,0 ml)
704005	6	30,00	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße Ø 8 mm
704004	6	30,00	Adaptersatz für 0,2 + 0,4 ml Reaktionsgefäße Ø 6 mm
220.95 V04	1	313,00	Ersatz Rotor 18 x 1,5 ml (2,0 ml)
33-5059	1	145,00	Adapter für 2 Stück 8-fach 0,2 ml PCR Streifen