

## Hermle Zentrifugen

Kleinzentrifuge für den Einsatz in der Arztpraxis und im Labor



### Z 206 A

#### Technische Daten:

max. Volumen:	12 x 15 ml oder 6 x 50 ml
max. Drehzahl:	6.000 min <sup>-1</sup>
max. RZB:	4.427 x g
Abmessungen:	28 x 26 x 37 cm (B x H x T)
Gewicht:	13 kg

#### Kurzbeschreibung

- \* Gehäuse aus stoßfestem und chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
  - \* Zentrifugeninnenraum aus leicht reinigbarem ABS-Kunststoff
  - \* Mikroprozessorsteuerung "HERMLE Function-Control"
  - \* LCD Parameteranzeige von Soll- und Istwerten
  - \* Drehzahlvorwahl von 200 min<sup>-1</sup> bis 6.000 min<sup>-1</sup> in 50 min<sup>-1</sup> Schritten
  - \* Vorwahl der relativen Zentrifugalbeschleunigung in 10xg Schritten
  - \* Vorwahl der Beschleunigungs- und Bremsintensität in je 10 Stufen
  - \* Laufzeitvorwahl zwischen 10 Sekunden und 99 Stunden 59 min.  
(bis 60 min in 10 Sekunden Schritten - von 1 bis 99 Stunden in 1 min. Schritten)
  - \* Rotorspezifische Unwuchterkennung und Abschaltung
- \* Gerät entspricht der CE-Anforderung  
\* Gebaut nach IEC 61010 und 61010-2

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung	Z 206 A
306.00 P01	1	1.188,00	Kombination Kleinzentrifuge Z 206 A, 230V / 50-60 Hz, inkl. Zubehör Winkelrotor Nr. 221.54 V01 für 12 x 15 ml Röhrchen (Ø 17 x 125 mm)	
306.00 P02	1	1.188,00	Kombination Kleinzentrifuge Z 206 A, 120V / 50-60 Hz inkl. Zubehör Winkelrotor Nr. 221.54 V01 für 12 x 15 ml Röhrchen (Ø 17 x 125 mm)	
306.00 V01	1	1.008,00	Kleinzentrifuge Z 206 A, 230V / 50-60 Hz	
306.00 V02	1	1.008,00	Kleinzentrifuge Z 206 A, 120V / 50-60 Hz	
221.54 V01	1	245,00	Winkelrotor 12 x 15 ml RB oder Falcon, Ø 17 mm max. Drehzahl: 6000 min <sup>-1</sup> max. RZB: 4427 xg Winkellage: 32 ° Radius: 10,4 cm	
701010	2	15,00	Adapter 10/15 ml RB - Ø 17 mm min. Länge: 95 mm max. Länge: 105 mm max. RZB: 3702 x g Radius: 9,2 cm	
701011	2	35,00	Adapter 7 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 95 mm max. Länge: 115 mm max. RZB: 3700 x g Radius: 9,2 cm	

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
701012	2	30,00	Adapter 5 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 62 mm max. Länge: 90 mm max. RZB: 3220 x g Radius: 8,0 cm
701000	2	30,00	Adapter 1,5 ml - Ø 11 mm min. Länge: 42 mm max. RZB: 2414 x g Radius: 6,0 cm
221.55 V01	1	440,00	Winkelrotor 6 x 50 ml RB oder Falcon, Ø 30 mm max. Drehzahl: 6000 min-1 max. RZB: 4427 xg Winkellage: 40 ° Radius: 9,5 cm
708019	2	70,00	Adapter 1 x 30 ml, Ø 26 mm, Länge min./max. 92/95 mm
708003	2	70,00	Adapter 1 x 16 ml, Ø 18 mm, Länge min./max. 100/105 mm
708004	2	70,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm, Länge min./max. 100/105 mm
708030	2	50,00	Adapter für 15 ml Falcon oder RB, Ø 17 mm Rundboden / Falcon min. Länge: 110 mm / 116 mm max. Länge: 133 mm / 125 mm max. RZB: 3863 x g / 3944 x g Radius: 9,5 cm / 9,8 cm
701010	2	20,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm, Länge min./max. 95/115 mm
701011	2	35,00	Adapter 1 x 7 ml, Ø 13,5 mm, Länge min./max. 95/115 mm
701012	2	30,00	Adapter 1 x 5 ml (RIA), Ø 13,5 mm, Länge min./max. 70/90 mm
701000	2	30,00	Adapter 1 x 1,5 ml, Ø 11 mm, Länge 42 mm
220.95 V06	1	220,00	Winkelrotor 18 x 1,5 ml / 2,0 ml max. Drehzahl: 6000 min-1 max. RZB: 2938 x g Radius: 7,3 cm
704004	6	30,00	Adapter set for 0,2 + 0,4 ml tubes, Ø 6 mm
704005	6	30,00	Adapter set for 0,5 ml tubes, Ø 8 mm
220.68 V04	1	290,00	Ausschwingrotor, für 6 x 5 ml, komplett mit Hülsen max. Drehzahl: 4000 min-1 max. RZB: 1860 x g Radius: 10,4 cm
602000	2	30,00	Ersatzhülsen für Rotor 220.68 V04
34-5147	1	30,00	Mini High-EF Öl für Ausschwingrotoren, 75 ml Flasche