

Hermle Zentrifugen

Mikroliterzentrifuge für Reaktionsgefässe bis 2,0 ml

Z 207 M

Technische Daten:

max. Volumen:	24 x 1,5 ml (2,0 ml)
max. Drehzahl:	13.500 min ⁻¹
max. RZB:	17.317 x g
Abmessungen:	28 x 24 x 35 cm (B x H x T)
Gewicht:	12,5 kg

Kurzbeschreibung

- * Gehäuse aus stoßfestem und chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
- * Zentrifugeninnenraum aus leicht reinigbarem ABS-Kunststoff
- * Mikroprozessorsteuerung "HERMLE Function-Control"
- * Bedienschild mit "Touch-Funktion"
- * LCD Parameteranzeige von Soll- und Istwerten
- * Drehzahlvorwahl von 200 min.⁻¹ bis 13.500 min.⁻¹ in 50 min.⁻¹ Schritten
- * Vorwahl der relativen Zentrifugalbeschleunigung in 10xg Schritten
- * Vorwahl der Beschleunigungs- und Bremsintensität in je 10 Stufen
- * Laufzeitvorwahl zwischen 10 Sekunden und 99 Stunden 59 min.
(bis 60 min in 10 Sekunden Schritten - von 1 bis 99 Stunden in 1 min. Schritten)
- * Quicktaste für Kurzläufe
- * 99 komplette Läufe speicherbar
- * Rotorspezifische Unwuchterkennung und Abschaltung

- * Gerät entspricht der CE-Anforderung
- * Gebaut nach IEC 61010 und 61010-2

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
328.00 V01	1	1.120,00	Mikroliterzentrifuge Z 207 M, 230V / 50-60 Hz
328.00 V02	1	1.120,00	Mikroliterzentrifuge Z 207 M, 120V / 50-60 Hz
328.00 P01	1	1.240,00	Kombination Mikroliterzentrifuge Z 207 M, 230V / 50-60 Hz, inkl. Zubehör Winkelrotor Nr. 221.59 V01 für 24 x 1,5/2,0 ml Rörhchen
328.00 P02	1	1.240,00	Kombination Mikroliterzentrifuge Z 207 M, 120V / 50-60 Hz, inkl. Zubehör Winkelrotor Nr. 221.59 V01 für 24 x 1,5/2,0 ml Rörhchen

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung
			Z207M
221.58 V01	1	210,00	Winkelrotor 18 x 2,0 ml (Spin Column Kits) max. Drehzah 13.500 min-1 max. RZB: 15.484 x g Winkellage: 45° max. Radius: 7,6 cm
704.004	6	26,40	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße; Ø 6 mm
704.005	6	26,40	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße; Ø 8 mm
221.59 V01	1	180,00	Winkelrotor 24 x 1,5 ml / 2,0 ml max. Drehzah 13.500 min-1 max. RZB: 17.317 x g Winkellage: 45° max. Radius: 8,5 cm
704.004	6	26,40	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße; Ø 6 mm
704.005	6	26,40	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße; Ø 8 mm
221.59 V02	1	230,00	Winkelrotor 24 x 1,5 ml / 2,0 ml, hermetisch dicht max. Drehzah 13.500 min-1 max. RZB: 17.317 xg Winkellage: 45° max. Radius: 8,5 cm
704.004	6	26,40	Adaptersatz für 0,2 / 0,4 ml Reaktionsgefäße; Ø 6 mm
704.005	6	26,40	Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße; Ø 8 mm
38-5656	1	8,90	Schmierfett für Winkelrotor 221.59 V02, 10 ml Tube