

## Hermle Zentrifugen

Universelle Laborzentrifuge für das medizinische Labor, vom großen Volumen (4 x 100 ml) bis hin zu Reaktionsgefäßen



max. Volumen: 4 x 100 ml  
 max. Drehzahl: 14000 min<sup>-1</sup>  
 max. RZB: 18626 x g  
 Abmessungen (BxHxT): 35,5 x 33 x 47,4 cm  
 Gewicht: 30 kg

### Z 306

- \* Chemikalienbeständig grau lackiertes Stahlblechgehäuse
  - \* Digitale Anzeige für Soll- und Istwert von Drehzahl / RZB und Zeitanzeige
  - \* Drehzahleinstellung in 10er Schritten von 200 min.<sup>-1</sup> bis 14.000 min.<sup>-1</sup>
  - \* Digitale Laufzeitangabe und Laufzeitvorwahl von 10 sek. - 99. Std. 59 min. oder Dauerlauf
  - \* "Quick"-Taste für Kurzzeitläufe mit digitaler Sekundenanzeige
  - \* Programmspeicher für bis zu 99 komplette Läufe
  - \* komfortable "Hermle-Multi-Control"-Steuerung
  - \* Automatische Rotorerkennung und Drehzahbegrenzung
  - \* Unwuchterkennung und Abschaltung
  - \* Wartungsfreier Induktionsmotor
  - \* Motorische Deckelverriegelung
  - \* akustisches Signal bei Laufende
- \* Gerät entspricht den CE-Anforderungen  
 \* Gebaut nach IEC 61010 und 61010-2

Hermle Artikel-Nr.	VE	Preis pro VE in CHF ohne Mwst.	Bezeichnung	Z 306
310.00 V01	1	2.020,00	Universalzentrifuge Z 306, 230V / 50-60 Hz	
310.00 V02	1	2.020,00	Universalzentrifuge Z 306, 120V / 50-60 Hz	
272.98 V01	1	650,00	Sicherheitsuntergestell für Z 306 Arbeitshöhe ca. 56 cm inkl. Zentrifuge	
272.98 V02	1	930,00	Sicherheitsuntergestell für Z 306 Arbeitshöhe ca. 86 cm inkl. Zentrifuge	
221.12 V03	1	580,00	Ausschwingrotor, 4 Plätze max. Drehzahl: 4500 min <sup>-1</sup> max. Radius: 14,8 cm max. RZB: 3350 x g	
626000	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 100 ml, Ø 46 mm, Länge 108 mm	
626001	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 85 ml, Ø 38 mm, Länge 108 mm	
626008	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml, Ø 34 mm, Länge min./max. 92/118 mm	
626009	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml, Ø 29 mm, Länge min./max. 90/133 mm	
626002	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml Falcon, Ø 30 mm, Länge 116 mm	
626010	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 50 ml mit Stehrand, Ø 29 mm, Länge 116 mm	
626011	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 30 ml, Ø 25 mm, Länge min./max. 95/105 mm	
626012	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 25 ml, Ø 25 mm, Länge min./max. 95/110 mm	
626003	2	95,00	Becher/Adapter 2 x 15 ml Falcon, Ø 17 mm, Länge 120 mm	
626013	2	95,00	Becher/Adapter 1 x 15 ml mit Stehrand, Ø 17 mm, Länge 120 mm	
626004	2	95,00	Becher/Adapter 7 x 15 ml, Ø 17 mm, Länge min./max. 90/108 mm	
626005	2	95,00	Becher/Adapter 9 x 5-7 ml, Ø 13 mm, Länge min./max. 75/100 mm	

Hermle		Preis pro VE		Z 306
Artikel-Nr.	VE	in CHF	ohne MwSt.	Bezeichnung
626014	2	95,00		Becher/Adapter 10 x 1,5 ml, Ø 11 mm, Länge 42 mm
626007	2	95,00		Becher/Adapter 9 x 4,5 ml, Ø 12 mm, Länge min./max. 75/100 mm
626015	2	95,00		Becher/Adapter 7 x 5-7 ml, Ø 13 mm, Länge min./max. 65/80 mm
626006	2	95,00		Becher/Adapter 7 x 5-7 ml Vacutainer, Ø 13 mm, Länge min./max. 75/100 mm
34-5147	1	30,00		Mini High-EF Öl für Ausschwingrotoren, 75 ml Flasche
220.72 V06	1	600,00		Ausschwingrotor, 4 Plätze max. Drehzahl: 4000 min <sup>-1</sup>
605000	2	145,00		Rundbecher zur Aufnahme von Adaptern 705.000 u.s.w. max. Drehzahl: 4000 min <sup>-1</sup> max. RZB: 2486 x g max. Radius: 13,9 cm
605001	2	170,00		Rundbecher hermetisch dicht mit durchsichtiger PC-Schraubkappe für Rotor 220.72 V04 und zur Aufnahme von Adaptern 705.000, usw.
605002	2	50,00		PC-Deckel für Becher 605.000 und 605.001
605003	10	25,00		Dichtungs O-Ring für Becher 605.000 und 605.001
705000	2	80,00		Adapter 1 x 100 ml, Ø max. 40 mm, Länge min./max.: 90/108 mm
705012	2	90,00		Adapter 1 x 85 ml, Ø max. 38 mm, Länge min./max.: 90/108 mm
705001	2	77,00		Adapter 1 x 50 ml, Ø max. 34 mm, Länge min./max.: 92/118 mm
705010	2	77,00		Adapter 1 x 50 ml, Ø max. 29 mm, Länge min./max.: 90/133 mm
705006	2	90,00		Adapter 1 x 50 ml Falcon, Ø max. 29 mm, Länge: 116 mm
705013	2	90,00		Adapter 1 x 50 ml mit Stehrand, Ø max. 29 mm, Länge 116 mm
705014	2	90,00		Adapter 1 x 30 ml, Ø max. 25 mm, Länge min./max.: 95/105 mm
705002	2	77,00		Adapter 1 x 25 ml, Ø max. 25 mm, Länge min./max.: 95/110 mm
705018	2	90,00		Adapter 1 x 15 ml Falcon, Ø max. 17 mm, Länge: 120 mm
705005	2	90,00		Adapter 2 x 15 ml Falcon, Ø max. 17 mm, Länge: 120 mm*
705015	2	90,00		Adapter 2 x 15 ml mit Stehrand, Ø max. 17 mm, Länge 120 mm*
705003	2	77,00		Adapter 4 x 15 ml, Ø max. 17 mm, Länge min./max.: 90/108 mm
705007	2	90,00		Adapter 7 x 5-7 ml, Ø 13 mm, Länge min./max.: 75/100 mm
705009	2	90,00		Adapter 5 x 1,5 ml, Ø max. 11 mm, Länge: 42 mm
705011	2	125,00		Adapter 3 x 10 ml Sarstedt, Ø max. 17 mm, Länge min./max.: 85/100 mm
705008	2	90,00		Adapter 4 x 5-7 ml, Ø 13 mm, Länge min./max.: 75/100 mm
705016	2	90,00		Adapter 4 x 10 ml Vakutainer, Ø max. 17 mm, Länge min./max.: 75/100 mm * Diese Röhrchen können nur ohne Becherdeckel verwendet werden!
605004	2	170,00		Rundbecher für Rotor 220.72 V06 für 2 x 50 ml Falcon Röhrchen mit Ø 29 mm und Länge 116 mm - kann nur ohne Becherdeckel benutzt werden!
605005	2	155,00		Rundbecher für Rotor 220.72 V06 für 3 x 15 ml Falcon Röhrchen mit Ø 17 mm und Länge 120 mm - kann nur ohne Becherdeckel benutzt werden!
605010	2	410,00		Rechteckbecher zur Aufnahme des Zyto - Systems max. Drehzahl: 4000 min <sup>-1</sup> max. Radius: 7,3 cm max. RZB: 1305 x g
26. 5062	1	175,00		Gefäßträger für Zyto-Container
45. 5064	1	90,00		Zyto-Container mit 2 zylindrischen Bohrungen, 1,5 ml
45. 5065	1	90,00		Zyto-Container mit 2 konischen Bohrungen, 3 ml
23. 5103	1	20,00		Deckel für konische und zylindrische Container
25. 5085	100	80,00		Filterkarten für zylindrische Zyto-Container
25. 5086	100	80,00		Filterkarten für konische Zyto-Container
34-5147	1	30,00		Mini High-EF Öl für Ausschwingrotoren, 75 ml Flasche
220.50 V08	1	820,00		Ausschwingrotor, 2 Plätze inkl. 2 Trägern Nr. 606.001 für MTP max. Drehzahl: 3500 min <sup>-1</sup> max. Beladungshöhe: 65 mm max. RZB: 1424 x g max. Beladungsgewicht: 310 g max. Radius: 10,4 cm
606001	2	230,00		Ersatzträger für Rotor 220.50 V08

Hermle		Preis pro VE		Z 306	
Artikel-Nr.	VE	ohne Mwst.	Bezeichnung		
706000	2	280,00	Adapter 48 x 1,5 ml / 2,0 ml		
34-5147	1	30,00	Mini High-EF Öl für Ausschwingrotoren, 75 ml Flasche		
221.16 V03	1	1.050,00	Ausschwingrotor, 2 Plätze inkl. 2 Trägern Nr. 607.000 für MTP max. Drehzahl: 4500 min-1 max. RZB: 2740 x g max. Radius: 12,1 cm max. Beladungshöhe: 58 mm max. Beladungsgewicht: 310 g		
607000	2	300,00	Ersatzträger für Rotor 221.16 V03		
706000	2	300,00	Adapter 48 x 1,5 / 2,0 ml		
34-5147	1	30,00	Mini High-EF Öl für Ausschwingrotoren, 75 ml Flasche		
221.19 V02	1	820,00	Winkelrotor für 30 x 15 ml RB oder 20 x 15 Falcon Röhrchen, Ø 17 mm max. Drehzahl: 4500 min-1 max. Radius: 12,5 cm / 10,9 cm max. RZB: 2830 x g Winkellage: 35 °		
701010	2	20,00	Adapter 1 x 15 ml RB - Ø 17 mm, Länge min./max. 95/115 mm		
701011	2	35,00	Adapter 1 x 7 ml - Ø 13,5 mm, Länge min./max. 95/115 mm		
701012	2	30,00	Adapter 1 x 5 ml - Ø 13,5 mm, Länge min./max. 70/90 mm		
701000	2	30,00	Adapter 1 x 1,5 ml - Ø 11 mm, Länge 42 mm		
221.54 V02	1	460,00	Winkelrotor für 12 x 15 ml RB oder Falcon, Ø 17 mm max. Drehzahl: 6000 min-1 max. RZB: 4427 x g Winkellage: 32 ° Radius: 10,4 cm		
701010	2	20,00	Adapter 15 ml RB - Ø 17 mm min. Länge: 95 mm max. Länge: 115 mm max. RZB: 3823 x g Radius: 9,5 cm		
701011	2	30,00	Adapter 7 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 95 mm max. Länge: 115 mm max. RZB: 3823 x g Radius: 9,5 cm		
701012	2	30,00	Adapter 5 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 62 mm max. Länge: 90 mm max. RZB: 3380 x g Radius: 8,4 cm		
701000	2	30,00	Adapter 1,5 ml - Ø 11 mm Länge: 42 mm max. RZB: 3414 x g		
221.55 V02	1	490,00	Winkelrotor für 6 x 50 ml RB oder Falcon, Ø 30 mm max. Drehzahl: 6000 min-1 max. RZB: 4427 x g Winkellage: 40° Radius: 9,5 cm		
708019	2	70,00	Adapter 1 x 30 ml, Ø 26 mm, Länge min./max. 92/95 mm		
708003	2	70,00	Adapter 1 x 16 ml, Ø 18 mm, Länge min./max. 100/105 mm		
708004	2	70,00	Adapter 1 x 15 ml, Ø 17 mm, Länge min./max. 100/105 mm		
708030	2	50,00	Adapter für Falcon oder RB-Röhrchen 15 ml, Ø 17 mm Falcon / Rundboden min. Länge: 116 mm / 110 mm max. Länge: 125 mm / 133 mm max. RZB: 4105 x g / 4185 x g Radius: 10,2 cm / 10,4 cm		

Hermle		Preis pro VE		Z 306	
Artikel-Nr.	VE	in CHF	ohne Mwst.	Bezeichnung	
701010	2	20,00		Adapter 15 ml RB - Ø 17 mm min. Länge: 95 mm max. RZB: 3823 x g max. Länge: 115 mm Radius: 9,5 cm	
701011	2	35,00		Adapter 7 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 95 mm max. RZB: 3823 x g max. Länge: 115 mm Radius: 9,5 cm	
701012	2	30,00		Adapter 5 ml - Ø 13,5 mm min. Länge: 62 mm max. RZB: 3380 x g max. Länge: 90 mm Radius: 8,4 cm	
701000	2	30,00		Adapter 1,5 ml - Ø 11 mm Länge: 42 mm max. RZB: 3414 x g Radius: 8 cm	
220.87 V09	1	450,00		Winkelrotor für 24 x 1,5 ml (2,0 ml) Reaktionsgefäße max. Drehzahl: 14000 min-1 max. Radius: 8,5 cm max. RZB: 18626 x g Winkellage: 45 °	
704004	6	30,00		Adaptersatz für 0,2 + 0,4 ml Reaktionsgefäße, Ø 6 mm	
704005	6	30,00		Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße, Ø 8 mm	
220.87 V10	1	760,00		Winkelrotor für 24 x 1,5 ml (2,0 ml) Reaktionsgefäße, verschließbar technische Daten wie 220.87 V09	
704004	6	30,00		Adaptersatz für 0,2 + 0,4 ml Reaktionsgefäße, Ø 6 mm	
704005	6	30,00		Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße, Ø 8 mm	
221.17 V03	1	760,00		Winkelrotor für 30 x 1,5 ml (2,0 ml) Reaktionsgefäße, verschließbar max. Drehzahl: 12000 min-1 max. Radius: 9,4 cm max. RZB: 15133 x g Winkellage: 45 °	
704004	6	30,00		Adaptersatz für 0,2 + 0,4 ml Reaktionsgefäße, Ø 6 mm	
704005	6	30,00		Adaptersatz für 0,5 ml Reaktionsgefäße, Ø 8 mm	