

ahn myTip LT | LFT



Low Retention Pipettenspitzen | Filterspitzen

Low Retention - die innovative Low-Retention-Oberfläche sorgt für maximale Probenrückgewinnung und hochpräzises Pipettieren



Optimierte Passform und leichter Spitzenabwurf - verbesserte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz

Schnelle und einfache Volumenkontrolle - Graduierungslinien an der Pipettenspitze

Präzises Pipettieren ohne Probenverlust - konische Spitzenöffnung verhindert Tropfenbildung am Auslass der Spitze

Kein Risiko der Probenverunreinigung - Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem, reinem Polypropylen

Unversehrtheit des Produktes - sterile Version verfügbar (Beta-Bestrahlung)


Keine Probenverunreinigung - Filter aus reinem, hochwertigem, hydrophobem Polyethylen ohne Additive

Keine Pipettenkontamination - Filter blockiert Aerosole und Flüssigkeiten (Dämpfe, radioaktive, biologisch gefährliche oder ätzende Proben) durch die Mikroporen-Filtertechnologie (MPS-Technologie, Filterporengröße 5-40 µm)

Einfache Identifikation der Pipettenspitze - farbige Racks ermöglichen eine schnelle und einfache Bestimmung der Pipettenspitze sowie der geeigneten Pipette

Versionen - erhältlich in Beuteln und Rackboxen

Kompatibilitätstabelle auf Anfrage erhältlich



Standard Pipettenspitze



AHN myTip® LT | LFT
Low Retention Pipettenspitze
| Filterspitzen

ahn®



+49(0)3631/65242-0



+49(0)3631/65242-90



Uthleber Weg 14 | 99734 Nordhausen | Deutschland









info@cappahn.com











www.ahn-bio.de



Bestellinformation

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® LT 10 µL	31,20 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	4-002-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	4-003-C5-0
 AHN myTip® LT 10/20 µL XL	45,80 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 1000	4-062-81-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	4-063-C5-0
 AHN myTip® LT 200 µL	53,40 mm	klar			Beutel	Karton / 30 x 1000	4-121-86-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	4-122-C5-0
 AHN myTip® LT 300 µL	59,35 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	4-127-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	4-128-C5-0
 AHN myTip® LT 1000 µL	84,30 mm	klar			Beutel	Karton / 20 x 500	4-202-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	4-203-C4-0
 AHN myTip® LT 1250 µL	97,60 mm	klar			Beutel	Karton / 10 x 1000	4-204-80-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	4-205-C4-0

Volumen	Länge	Farbe Spitze	Farb-code	Sterilisiert	Ver-packung	VE	Kat.-Nr.
 AHN myTip® LFT 10 µL	31,20 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-003-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-063-C5-0
 AHN myTip® LFT 10/20 µL XL	45,80 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-118-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-120-C5-0
 AHN myTip® LFT 200 µL	53,40 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
 AHN myTip® LFT 100 µL	53,40 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
 AHN myTip® LFT 200 µL	53,40 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-128-C5-0
 AHN myTip® LFT 300 µL	59,35 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-135-C5-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 5 x 10 x 96	5-135-C5-0
 AHN myTip® LFT 1000 µL	84,30 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	5-203-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	5-203-C4-0
 AHN myTip® LFT 1250 µL	97,60 mm	klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	5-205-C4-0
		klar	■	■	Rackbox	Karton / 4 x 8 x 96	5-205-C4-0

